



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,PL4

Pesas de clase F1 - cilíndrico con 4 tornillos - 2000 kg - caja de madera

OP-201-0029



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos

| | |
|------------|----|
| Clase OIML | F1 |
|------------|----|

Construcción

| | |
|----------|------------------|
| Material | Acero inoxidable |
|----------|------------------|

| | |
|---------------|---------|
| Valor nominal | 2000 kg |
|---------------|---------|

Trabaja con (Additional Fee)

Cepillos