



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,PL4

Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny z 4 uchwytyami 2000 kg - opakowanie drewniane



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

| Parametry metrologiczne | |
|-------------------------|-----------------|
| Klasa dokładności OIML | F1 |
| Konstrukcja | |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Wartość nominalna | 2000 kg |

Pasuje do

Pędzle