



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,PMF](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,PMF)

# Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny z 4 uchwytemi 2000 kg - opakowanie serwisowe

OP-204-0006



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	2000 kg

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle