



RADWAG Remote Desktop

WX-010-0107

More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,POP



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Podzespoły i oprogramowanie

System operacyjny

Windows 7, 8, 10, 11

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Mikrowaga do kalibracji pipet XA 5Y.M.A.P
Waga wielofunkcyjna WPY
Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P
Waga nierdzewna wysokiej rozdzielczości HY10.HRP.H
Wagosuszarka MA 5Y
Waga precyzyjna 5Y.PM
Mikrowaga do filtrów MYA 5Y.F
Wagi WLY do KTP
Mikrowaga XA 5Y.M.A
Wagi CY10 do KTP
Terminal wagowy PUE CY10
Waga wielofunkcyjna CY10
Waga wielofunkcyjna HY10
Waga wielofunkcyjna nierdzewna HY10 H
Waga wysokiej rozdzielczości PUE 7.1.HRP
Waga wysokiej rozdzielczości HY10.HRP
Wagi automatyczne do kalibracji pipet
Wagi WPY do KTP

Waga analityczna XA 5Y.A
Ultra-mikrowaga UYA 5Y
Wagosuszarka MA 5Y.IC
Waga analityczna AS 5Y
Waga precyzyjna PS 5Y
Wagi PS 5Y do KTP
Wagi HY10.H do KTP
Waga precyzyjna CY10
Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F
Waga precyzyjna WLY
Mikrowaga MYA 5Y
Waga analityczna XA 5Y
Terminal wagowy PUE 7.1
Wagosuszarka PMV 5Y
Mikrowaga XA 5Y.M
Terminal wagowy PUE HY10
Ultra-mikrowaga do filtrów UYA 5Y.F
Mikrowaga do ważenia stentów XA 5Y.M.A.S

