



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,POP

RADWAG Remote Desktop

WX-010-0107



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Podzespoły i oprogramowanie

System operacyjny

Windows 7, 8, 10, 11

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Mikrowaga do kalibracji pipet XA 5Y.M.A.P
 Waga wielofunkcyjna WPY
 Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P
 Waga nierdzewna wysokiej rozdzielczości HY10.HRP.H
 Wagosuszarka MA 5Y
 Waga precyzyjna 5Y.PM
 Mikrowaga do filtrów MYA 5Y.F
 Wagi WLY do KTP
 Mikrowaga XA 5Y.M.A
 Wagi CY10 do KTP
 Terminal wagowy PUE CY10
 Waga wielofunkcyjna CY10
 Waga wielofunkcyjna HY10
 Waga wielofunkcyjna nierdzewna HY10 H
 Waga wysokiej rozdzielczości PUE 7.1.HRP
 Waga wysokiej rozdzielczości HY10.HRP
 Wagi automatyczne do kalibracji pipet
 Wagi WPY do KTP

Waga analityczna XA 5Y.A
 Ultra-mikrowaga UYA 5Y
 Wagosuszarka MA 5Y.IC
 Waga analityczna AS 5Y
 Waga precyzyjna PS 5Y
 Wagi PS 5Y do KTP
 Wagi HY10.H do KTP
 Waga precyzyjna CY10
 Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F
 Waga precyzyjna WLY
 Mikrowaga MYA 5Y
 Waga analityczna XA 5Y
 Terminal wagowy PUE 7.1
 Wagosuszarka PMV 5Y
 Mikrowaga XA 5Y.M
 Terminal wagowy PUE HY10
 Ultra-mikrowaga do filtrów UYA 5Y.F
 Mikrowaga do ważenia stentów XA 5Y.M.A.S

