



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,PQX

Wzorzec masy klasy F2 - cylindryczny z jamą adiustacyjną 10 kg

OP-303-0058



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML	F2
------------------------	----

Konstrukcja

Materiał	Stal nierdzewna
----------	-----------------

Wartość nominalna	10 kg
-------------------	-------

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle