



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,PW9

Koffer für XA 5Y Waage mit Adapter für Pipettenkalibrierung

WX-003-0414



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Physikalische Parameter

Verpackungsgröße B x T x H

760x510x425 mm

Kompatibel mit (Additional Fee)

Analysenwaage XA 5Y

Gerät zur Kalibrierung von Pipetten

Abmessungen des Geräts B x T x H

