



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,PW9](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,PW9)

# Walizka do wag XA 5Y z przystawką do kalibracji pipet

WX-003-0414



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry fizyczne

Wymiary opakowania S x G x W

760x510x425 mm

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Waga analityczna XA 5Y

Przystawki do kalibracji pipet

## Wymiary urządzenia S x G x W

