



More information on the website  
mirror.radwag.com/tr/info,w1,PW9

# Teraziler için Çanta XA 5Y, pipet kalibrasyon adaptörü

WX-003-0414



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Teknik Veriler

### Fiziksel parametreler

Ambalaj boyutları G x D x Y

760x510x425 mm

## İle uyumlu (Additional Fee)

XA 5Y Analitik Terazisi

Pipet kalibrasyon adaptörü

## Cihaz boyutları G x D x Y

