



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,PW9

Teraziler için Çanta XA 5Y, pipet kalibrasyon adaptörü

WX-003-0414



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Fiziksel parametreler

Ambalaj boyutları G x D x Y

760x510x425 mm

İle uyumlu (Additional Fee)

XA 5Y Analitik Terazisi

Pipet kalibrasyon adaptörü

Cihaz boyutları G x D x Y

