



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,PZ0

Wzorzec masy klasy M1 - cylindryczny 10

g

OP-403-0121



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML	M1
------------------------	----

Konstrukcja

Materiał	Stal nierdzewna
----------	-----------------

Wartość nominalna	10 g
-------------------	------

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle