



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,PZ0](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,PZ0)

# Wzorzec masy klasy M1 - cylindryczny 10

**g**

OP-403-0121



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML	M1
------------------------	----

### Konstrukcja

Materiał	Stal nierdzewna
----------	-----------------

Wartość nominalna	10 g
-------------------	------

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle