



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,Q1L](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,Q1L)

# Selbstzentrierende Hängewaagschale für manuellen Massekomparator WAY 5.5Y.KO

WX-001-0444



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Beschreibung

Die selbstzentrierende Hängewaagschale ist für manuelle Massekomparatoren der Serie WAY 5Y.KO bestimmt.

Installation Sie wird während der Produktionsphase des Geräts anstelle der Standard-Waagschale installiert und muss daher bei der Bestellung eines Massekomparators mitbestellt werden (sie wird nicht als separates Produkt verkauft). Die Waagschale hat die folgenden Funktionen: außermittige Positionierung mehrerer Gewichte, die das resultierende Komparatornormal bilden, Positionierung des Schwerpunkts des Prüfnormals und des Referenznormals immer an der gleichen Stelle.



## Kompatibel mit (Additional Fee)

Manueller Massekomparator WAY 5Y.KO