



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,Q1L](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,Q1L)

## Szalka wisząca samocentrująca do manualnego komparatora masy WAY 5.5Y.KO

WX-001-0444



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Opis

Szalka wisząca samocentrująca jest dedykowana do manualnych komparatorów masy serii WAY 5Y.KO.

Montaż Montuje się ją na etapie produkcji urządzenia w miejscu standardowej szalki, dlatego należy ją zamówić przy składaniu zamówienia na komparator (nie jest sprzedawana jako osobny produkt). Szalka pełni następujące funkcje: rozlokowywanie niecentrycznie kilku odważników stanowiących wynikową wzorca porównawczego, ustawienie środka ciężkości wzorca badanego i wzorca odniesienia zawsze w tym samym miejscu.



## **Pasuje do (Dodatkowo płatne)**

Manualny komparator masy WAY 5Y.KO