



## Stativ für Wägeterminal 5Y / PUE CY10

WX-004-0298

More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,QKR](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,QKR)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Beschreibung

Stativ für Wägemessgeräte 5Y / PUE CY10.

### Kompatibel mit (Additional Fee)

Präzisionswaage 5Y.PM  
Waagen CY10 für FPVO  
Multifunktionswaage CY10

Präzisionswaage CY10  
Manueller Massekomparator HRP 5Y.KO  
Manueller Massekomparator HRP 5Y.KB

# Abmessungen des Geräts B x T x H

