



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,QKR

Stativ für Wägeterminal 5Y / PUE CY10

WX-004-0298



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

Stativ für Wägemessgeräte 5Y / PUE CY10.

Kompatibel mit (Additional Fee)

Präzisionswaage 5Y.PM
Waagen CY10 für FPVO
Multifunktionswaage CY10

Präzisionswaage CY10
Manueller Massekomparator HRP 5Y.KO
Manueller Massekomparator HRP 5Y.KB

Abmessungen des Geräts B x T x H

