



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,QKR

Stojak do terminala 5Y / PUE CY10 – wersja stalowa malowana

WX-004-0298



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Opis

Stojak przeznaczony do terminali wagowych 5Y / PUE CY10.
Występuje w wersji malowanej.

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Waga precyzyjna 5Y.PM
Wagi CY10 do KTP
Waga wielofunkcyjna CY10

Waga precyzyjna CY10
Manualny komparator masy HRP 5Y.KO
Manualny komparator masy HRP 5Y.KB

Wymiary urządzenia S x G x W

