



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,QLH](https://mirror.radwag.com/br/info,w1,QLH)

## 5 µl ÷ 50 µl - RW8-103-20-9 Micropipetas

PA-203-0003



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos		
Volume		5 – 50 µl
Erro sistemático		2,0% / 0,6%
Erro randômico		2,0% / 0,3%
Dicas		300 µl



### Compatível com (Additional Fee)

Microbalança para calibração de micropipetas XA 5Y.M.A.P  
Microbalança para calibração de micropipetas MYA 5Y.P

Balanças automáticas para calibração de micropipetas  
Ponteiras para micropipetas