



More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,QLH

5 µl ÷ 50 µl - RW8-103-20-9 Micropipetas

PA-203-0003



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

| Parâmetros metrológicos | |
|-------------------------|-------------|
| Volume | 5 – 50 µl |
| Erro sistemático | 2,0% / 0,6% |
| Erro randômico | 2,0% / 0,3% |
| Dicas | 300 µl |



Compatível com (Additional Fee)

Microbalança para calibração de micropipetas XA 5Y.M.A.P
 Microbalança para calibração de micropipetas MYA 5Y.P

Balanças automáticas para calibração de micropipetas
 Ponteiras para micropipetas