



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,QLH

Pipette automatique 5 µl ÷ 50 µl - RW8-103-20-9

PA-203-0003



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques		
Volume		5 – 50 µl
Erreur de précision		2,0% / 0,6%
Erreur de répétabilité		2,0% / 0,3%
Bouts		300 µl



Compatible avec (Additional Fee)

Microbalance pour étalonnage des pipettes XA 5Y.M.A.P
 Microbalance pour étalonnage des pipettes MYA 5Y.P

Balances automatiques pour l'étalonnage des pipettes
 Embouts de pipette