



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,QLH

Pipetta automatica 5 μ l ÷ 50 μ l - RW8-103-20-9

PA-203-0003



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Parametri metrologici



Compatibile con (Additional Fee)

Microbilancia per la calibrazione delle pipette XA 5Y.M.A.P
Microbilancia per la calibrazione delle pipette MYA 5Y.P

Bilance automatiche per la taratura delle pipette
Puntali per pipette