



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,QLH](https://mirror.radwag.com/it/info,w1,QLH)

# Pipetta automatica 5 $\mu$ l ÷ 50 $\mu$ l - RW8-103-20-9

PA-203-0003



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Specifiche

Parametri metrologici



## Compatibile con (Additional Fee)

Microbilancia per la calibrazione delle pipette XA 5Y.M.A.P  
Microbilancia per la calibrazione delle pipette MYA 5Y.P

Bilance automatiche per la taratura delle pipette  
Puntali per pipette