



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,QLH

Pipeta automatyczna 5 μ l ÷ 50 μ l - RW8-103-20-9

PA-203-0003



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Objętość	5 – 50 μ l
Błąd dokładności	2,0% / 0,6%
Błąd powtarzalności	2,0% / 0,3%
Końcówki	300 μ l



Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Mikrowaga do kalibracji pipet XA 5Y.M.A.P
 Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P

Wagi automatyczne do kalibracji pipet
 Końcówki do pipet