



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,QMN

Prüfgewicht der F2 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Set (1 mg - 1 kg), Kunststoff-Etui

OK-302-0038



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F2
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	2 111,11 g
Nominalwert	1 mg – 1 kg
Anzahl	25 St.

Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinsel