



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,QMN

Cilíndrico con cámara de ajuste, juego (1 mg - 1 kg), caja de plástico

OK-302-0038



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Clase OIML	F2
Construcción	
Material	Acero inoxidable
Masa	2 111,11 g
Valor nominal	1 mg – 1 kg
Número	25 pieza

Trabaja con (Additional Fee)

Pinzas

Cepillos