



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,QMN

F2 Kütle Standardı - ayar delikli silindirik ağırlıklar, set (1 mg - 1 kg), plastik kutu

OK-302-0038



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

OIML sınıfı F2

Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Ağırlık 2 111,11 g

Nominal değer 1 mg – 1 kg

Quantity 25 adet

İle uyumlu (Additional Fee)

Cımbız

Fırçalar