



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,QMV

Prüfgewicht der F2 Klasse - Knopfgewicht mit Justierkammer - 1 kg

OP-303-0055



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

| Messtechnische Parameter | |
|--------------------------|-----------|
| OIML-Klasse | F2 |
| Konstruktion | |
| Material | Edelstahl |
| Nominalwert | 1 kg |

Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinsel