



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,QMV

Wzorzec masy klasy F2 - cylindryczny z jamą adiustacyjną 1 kg

OP-303-0055



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	1 kg

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle