



More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,QNI

Recipiente de amostra volumosa

WX-003-0029



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Visão geral

O conjunto é uma solução ideal para a secagem de amostras de grande volume, como têxteis ou produtos que, ao serem colocados no prato de pesagem, tendem a aumentar de volume. O recipiente permite o encapsulamento da amostra em um espaço limitado, sem afetar a capacidade de determinação do teor de umidade.

No caso de amostras de grande volume, o kit evita que a amostra entre em contato com elementos sólidos do analisador de umidade (como o elemento de aquecimento ou sua tampa) e a protege contra danos. Fechar uma amostra de grande volume e baixa densidade no recipiente também reduz o risco de erros resultantes do efeito da amostra ser elevada pelo ar quente.

O acessório dá ao usuário controle total da amostra e um resultado sem erros. O conjunto é composto por 2 componentes de aço. É compatível com todos os analisadores de umidade.

Compatível com (Additional Fee)

Analisador de umidade MA X7.IC.A
Analisador de umidade MA 5Y

Analisador de umidade MA 5Y.IC
Analisador de umidade MA R

