



More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,QNI

Recipiente de amostra volumosa

WX-003-0029



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Visão geral

O conjunto é uma solução ideal para a secagem de amostras de grande volume, como têxteis ou produtos que, ao serem colocados no prato de pesagem, tendem a aumentar de volume. O recipiente permite o encapsulamento da amostra em um espaço limitado, sem afetar a capacidade de determinação do teor de umidade.

No caso de amostras de grande volume, o kit evita que a amostra entre em contato com elementos sólidos do analisador de umidade (como o elemento de aquecimento ou sua tampa) e a protege contra danos. Fechar uma amostra de grande volume e baixa densidade no recipiente também reduz o risco de erros resultantes do efeito da amostra ser elevada pelo ar quente.

O acessório dá ao usuário controle total da amostra e um resultado sem erros. O conjunto é composto por 2 componentes de aço. É compatível com todos os analisadores de umidade.

Compatível com (Additional Fee)

Analisador de umidade MA X7.IC.A
Analisador de umidade MA 5Y
Analisador de umidade MA X7.A

Analisador de umidade MA 5Y.IC
Analisador de umidade MA R