



# Großvolumiger Probenbehälter

WX-003-0029



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Beschreibung

Das Set ist eine ideale Lösung für die Trocknung großvolumiger Proben, wie z. B. Textilien und solche, die dazu neigen, ihr Volumen zu vergrößern, wenn sie auf die Schale gelegt werden. Der Zweck des Behälters besteht darin, die Probe in einem definierten Raum einzuschließen, ohne die Möglichkeit der Überprüfung des Feuchtigkeitsgehalts einzuschränken.

Bei großvolumigen Proben verhindert das Set den Kontakt der Probe mit festen Elementen der Feuchtebestimmerkammer (wie dem Heizelement oder deren Abdeckung) und schützt sie so vor Beschädigungen. Das Verschließen einer großvolumigen Probe mit geringer Dichte in dem Behälter verringert auch das Risiko von Fehlern, die durch den Effekt des Anhebens der Probe durch warme Luft entstehen. Mit dem Zubehör hat der Benutzer die volle Kontrolle über die Probe und erhält ein fehlerfreies Ergebnis.

Das Set besteht aus 2 Komponenten aus Stahl.  
Es ist mit allen Feuchtebestimmern kompatibel.

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Feuchtebestimmer MA X7.IC.A  
Feuchtebestimmer MA 5Y  
Feuchtebestimmer  
MA X2.IC.A  
Feuchtebestimmer

Feuchtebestimmer MA X7.A  
Feuchtebestimmer MA 5Y.IC  
Feuchtebestimmer MA R

