



More information on the website
[mirror.radwag.com/es/info,w1,QNI](https://www.mirror.radwag.com/es/info,w1,QNI)

Recipiente para grandes volúmenes de muestras

WX-003-0029



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Descripción

El kit es la solución perfecta para secar muestras de gran volumen, por ejemplo, textiles, y aquellas que tienden a aumentar de volumen cuando se colocan en el platillo. El propósito del recipiente es encerrar la muestra en un espacio definido sin limitar la posibilidad de verificar el contenido de humedad.

En el caso de muestras de gran volumen, el kit evita que la muestra entre en contacto con los elementos sólidos de la cámara del analizador de humedad (como el elemento de calentamiento o su cubierta) y la protege de daños. Incluir una muestra de gran volumen y baja densidad en el espacio del recipiente también reduce el riesgo de errores resultantes del efecto de que la muestra sea levantada por aire caliente.

Gracias al accesorio, el usuario obtiene un control total sobre la muestra y el resultado está libre de errores asociados con este tipo de muestras.

El kit consta de 2 elementos de acero. El kit se adapta a todos los analizadores de humedad.

Trabaja con (Additional Fee)

Analizador de Humedad

Analizador de Humedad

MA X7.IC.A
Analizador de HumedadMA 5Y
Analizadores de HumedadMA X2.IC.A
Analizadores de HumedadMA X2.A

MA X7.A
Analizador de HumedadMA 5Y.IC
Analizador de HumedadMA R