




More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,Q01](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,Q01)

## Fingerabdruck-Leser



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Beschreibung

Ein Zubehörteil für die ELLIPSIS-Laborwaagen, das zum Einlesen von Fingerabdrücken dient, um sich an der Waage anzumelden. Berühren Sie einfach das Lesegerät, um sich einzuloggen. Der Fingerabdruckleser wird über den USB-Anschluss an die ELLIPSIS-Waage angeschlossen.



## Kompatibel mit

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P  
 Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P  
 AK-5/100.STENT Automatische Waage für Stents  
 UMA 5Y.F Automatisches Waagensystem  
 Feuchtebestimmer MA 5Y  
 Präzisionswaage 5Y.PM  
 Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F  
 Mikrowaage XA 5Y.M.A  
 Waagen CY10 für FPVO

Analysenwaage für Filter XA 5Y.F  
 Automatische Massekomparator UMA  
 Manueller Massekomparator APP 5Y.KO  
 Robotischer Massekomparatoren  
 Dichtebestimmung  
 Mikrowaage MYA 5Y  
 Analysenwaage XA 5Y  
 Manueller Massekomparator 5Y.PM.KB  
 Manueller Massekomparator HRP 5Y.KO

Wägeterminal PUE CY10  
Multifunktionswaage CY10  
Suszeptometer  
Automatische Waagen für die Pipettenkalibrierung  
Analysenwaage XA 5Y.A  
Manueller Massekomparator WAY 5Y.KO  
Ultra-Mikrowaage UYA 5Y  
Feuchtebestimmer MA 5Y.IC  
Analysenwaage AS 5Y  
Automatische Massekomparator AK-4  
Waagen PS 5Y für FPVO  
Automatische Massekomparator AKM-2  
Präzisionswaage CY10

Präzisionswaage PS 5Y  
Vakuum-Massekomparatoren  
Feuchtebestimmer PMV 5Y  
Manueller Massekomparator XA 5Y.KO  
Manueller Massekomparator HRP 5Y.KB  
Mikrowaage XA 5Y.M  
RMC F Roboter-Wägesystem  
RB F Roboter-Wägesystem  
Manueller Massekomparator UYA 5Y.KO  
Ultra-Mikrowaage für Filter UYA 5Y.F  
Nano-Comparator NANO.AK-4.500.5Y  
Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S  
AK-6 5Y.F Automatisches Waagensystem