




More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,Q01](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,Q01)

## Fingerprint Reader

WX-006-0048



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Caratteristiche generali

Accessorio per la serie di bilance da laboratorio ELLIPSIS, progettato per leggere le impronte digitali per accedere alla bilancia. Per accedere alla bilancia è sufficiente toccare il lettore. Il lettore di impronte digitali è collegato alla bilancia ELLIPSIS tramite una porta USB.



## Compatibile con (Additional Fee)

Microbilancia per la calibrazione delle pipette XA 5Y.M.A.P  
 Microbilancia per la calibrazione delle pipette MYA 5Y.P  
 Bilancia automatica per stent AK-5/100 STENT  
 Sistema di pesatura automatico UMA 5Y.F  
 Termobilancia MA 5Y  
 Bilancia di precisione 5Y.PM  
 Microbilancia per filtri MYA 5Y.F  
 Microbilancia XA 5Y.M.A  
 Balance CY10 per controllo CPC

APP 5Y.KO Comparatore di massa manuale  
 Comparatori di massa robotici  
 Comparatori di densità  
 Microbilancia MYA 5Y  
 Bilancia analitica XA 5Y  
 Susceptometri manuali per la misurazione del magnetismo  
 5Y.PM.KB Comparatore di massa manuale  
 HRP 5Y.KO Comparatore di massa manuale  
 Bilancia di precisione PS 5Y

Terminale di pesata PUE CY10  
Bilancia multifunzione CY10  
Bilance automatiche per la taratura delle pipette  
Bilancia analitica XA 5Y.A  
WAY 5Y.KO Comparatore di massa manuale  
UYA 5Y Ultra-Microbilancia  
Termobilancia MA 5Y.IC  
Bilancia analitica AS 5Y  
Comparatore di massa automatico AK-4  
Bilance PS 5Y per controllo CPC  
Comparatore di massa automatico AKM-2  
Bilancia di precisione CY10  
Bilancia analitica per filtri XA 5Y.F  
Comparatore di massa automatico UMA

Comparatori di massa automatici a vuoto  
Termobilancia PMV 5Y  
Susceptometri automatici per la misurazione del magnetismo  
XA 5Y.KO Comparatore di massa manuale  
HRP 5Y.KB Comparatore di massa manuale  
Microbilancia XA 5Y.M  
Sistema di pesatura robotizzato RMC F  
Sistema di pesatura robotizzato RB F  
UYA 5Y.KO Comparatore di massa manuale  
UYA 5Y.F Ultra-microbilancia per filtri  
Nano-Comparatore NANO.AK-4.500.5Y  
Microbilancia per stent XA 5Y.M.A.S  
Sistema di pesatura automatico AK-6 5Y.F