




Fingerprint Reader

WX-006-0048

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,Q01



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Genel Açıklama

ELLIPSIS serisi laboratuvar terazileri için, terazide oturma açmak üzere parmak izlerini okumak için tasarlanmış bir aksesuardır. Terazide oturma açmak için okuyucuya dokunmanız yeterlidir. Parmak izi okuyucu, ELLIPSIS terazisine bir USB portu üzerinden bağlanır.



İle uyumlu (Additional Fee)

XA 5Y.M.A.P pipetlerini kalibre etmek için Mikro Terazi
MYA 5Y.P pipetlerini kalibre etmek için Mikro Terazi
AK-5/100 STENT stentleri için otomatik ölçek
UMA 5Y.F Otomatik Tartım Sistemi
MA 5Y Nem Tayin Cihazı
5Y.PM Hassas Teraziler

UMA Otomatik kütle komparatör
APP 5Y.KO Manuel kütle komparatör
Robotik kütle komparatörleri
Yoğunluk ölçümü için komparatörler
MYA 5Y Mikro Terazi
XA 5Y Analitik Terazi

MYA 5Y.F filtreleri için Mikro Terazi
XA 5Y.M.A Mikro Teraziler
PUK için CY10 terazileri
PUE CY10 tartım terminali
CY10 Çok Fonksiyonlu Terazi
Pipet kalibrasyonu için otomatik teraziler
XA 5Y.A Analitik Terazi
WAY 5Y.KO Manuel kütle komparatör
UYA 5Y Ultra mikro teraziler
MA 5Y.IC Nem Tayin Cihazı
AS 5Y Analitik Teraziler
AK-4 Otomatik kütle komparatör
PS 5Y Hassas Teraziler
PUK için PS 5Y terazileri
AKM-2 Otomatik kütle komparatör
CY10 Hassas Teraziler
Filtreleri için Analitik Terazi XA 5Y.F

Manyetizma ölçümü için manuel susceptometreler
5Y.PM.KB Manuel kütle komparatör
HRP 5Y.KO Manuel kütle komparatör
Otomatik Vakumlu Kütle Komparatörleri
PMV 5Y Nem Tayin Cihazı
Manyetizma ölçümü için otomatik susceptometreler
XA 5Y.KO Manuel kütle komparatör
HRP 5Y.KB Manuel kütle komparatör
XA 5Y.M Mikro Teraziler
RMC F Robotik Tartım Sistemi
RB F Robotik Tartım Sistemi
UYA 5Y.KO Manuel kütle komparatör
Filtreleri için Ultra mikro teraziler UYA 5Y.F
Nano-Komparatör NANO.AK-4.500.5Y
XA 5Y.M.A.S Stentler için Mikro Teraziler
AK-6 5Y.F Otomatik Tartım Sistemi