



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,Q04](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,Q04)

# Prüfgewicht der F1 Klasse - Knopfgewicht mit Justierkammer - 100 g

OP-203-0090



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

### Messtechnische Parameter

OIML-Klasse	F1
-------------	----

### Konstruktion

Material	Edelstahl
----------	-----------

Nominalwert	100 g
-------------	-------

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinself