



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,Q04

Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny z jamą adiustacyjną 100 g

OP-203-0090



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

| | |
|------------------------|----|
| Klasa dokładności OIML | F1 |
|------------------------|----|

Konstrukcja

| | |
|----------|-----------------|
| Materiał | Stal nierdzewna |
|----------|-----------------|

| | |
|-------------------|-------|
| Wartość nominalna | 100 g |
|-------------------|-------|

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle