



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,QPF

Uchwyt laboratoryjny UL-04-2 (XA)

WX-001-0439



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry fizyczne

Wymiary opakowania S x G x W	110×102×56 mm
Masa netto	103 g
Masa brutto	145 g

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Waga analityczna XA 5Y.A

Waga analityczna XA 5Y

Wymiary urządzenia S x G x W

