



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,QPF

UL-04-2 (XA) Tüp Tutucu

WX-001-0439



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Fiziksel parametreler

Ambalaj boyutları G x D x Y	110×102×56 mm
Net ağırlık	103 g
Brüt ağırlık	145 g

İle uyumlu (Additional Fee)

XA 5Y.A Analitik Terazi

XA 5Y Analitik Terazi

Cihaz boyutları G x D x Y

