



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,QPS](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,QPS)

# Pesos botão, jogo (1 g - 5 kg), estojo de plástico

OK-502-0010



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Classe OIML	E1
Construção	
Material	aço inoxidável
Peso	11 110 g
Valor nominal	1 g – 5 kg
Quantidade	16 pçs

## Compatível com (Additional Fee)

!Pinças

!Pincéis