



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,QPS](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,QPS)

# Pesos botão, jogo (1 g - 5 kg), estojo de plástico

OK-502-0010



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Ficha Técnica

| Parâmetros metrológicos |                |
|-------------------------|----------------|
| Classe OIML             | E1             |
| Construção              |                |
| Material                | aço inoxidável |
| Peso                    | 11 110 g       |
| Valor nominal           | 1 g – 5 kg     |
| Quantidade              | 16 pçs         |

## Compatível com (Additional Fee)

!Pinças

!Pincéis