



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,QPS

Prüfgewichte der E1 Klasse - Knopfgewichte, Satz (1 g - 5 kg), Kunststoff-Etui

OK-502-0010



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	E1
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	11 110 g
Nominalwert	1 g - 5 kg
Anzahl	16 St.

Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinsel