



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,QPS](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,QPS)

# Cylindrique, ensemble (1 g - 5 kg), boîte plastique

OK-502-0010



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques |                  |
|--------------------------|------------------|
| Classe de précision OIML | E1               |
| Construction             |                  |
| Matière                  | Acier inoxydable |
| Masse                    | 11 110 g         |
| Valeur nominale          | 1 g – 5 kg       |
| Nombre                   | 16 pièces        |

## Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux