



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,QPS

Wzorce masy klasy E1, cylindryczne, zestaw (1 g - 5 kg), opakowanie plastikowe

OK-502-0010



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML	E1
------------------------	----

Konstrukcja

Materiał	Stal nierdzewna
----------	-----------------

Masa	11 110 g
------	----------

Wartość nominalna	1 g – 5 kg
-------------------	------------

Ilość	16 szt
-------	--------

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle