



# Wzorce masy klasy E1, cylindryczne, zestaw (1 g - 5 kg), opakowanie plastikowe

OK-502-0010



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML E1

### Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Masa 11 110 g

Wartość nominalna 1 g – 5 kg

Ilość 16 szt

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle