



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,QYB](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,QYB)

## Wzorzec masy klasy E2 - cylindryczny 2 g



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

| Parametry metrologiczne |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Klasa dokładności OIML  | E2              |
| Konstrukcja             |                 |
| Materiał                | Stal nierdzewna |
| Wartość nominalna       | 2 g             |

### Pasuje do

Pincety

Pędzle