



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,R1M](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,R1M)

# Prüfgewicht der F1 Klasse - Zylindergewicht mit Ringschraube - 2000 kg - Servicekoffer

OP-204-0012



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F1
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Nominalwert	2000 kg

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinsel