



## Ponteiras OMNITIP™ - Starter ST 10µl

PT-114-0001

More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,R3Z](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,R3Z)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Visão geral

As ponteiras OMNITIP™ Starter ST de 10 µl são acessórios de laboratório de alta qualidade, projetados para pipetagem de precisão. Projetadas com eficiência e praticidade em mente, são uma ferramenta indispensável para o trabalho diário em laboratório.

Capacidade: 10 µl Cor: transparente O conjunto contém: caixa, 6 racks e 576 ponteiras

Aplicação: - dispensação precisa de amostras biológicas, - pipetagem precisa de medicamentos e soluções médicas, - preparação e transferência de soluções químicas, - uma ferramenta indispensável em experimentos que exigem dosagem precisa.

## Compatível com (Additional Fee)

Estação de trabalho para calibração de micropipetas

Pipetas automáticas de volume variável