



# Spitzen OMNITIP™ - Starter ST 10 µl

PT-114-0001

More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,R3Z](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,R3Z)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Beschreibung

OMNITIP™ Starter ST 10 µl Spitzen sind hochwertiges Laborzubehör, das für präzises Pipettieren entwickelt wurde. Sie wurden mit Blick auf Effizienz und Komfort entwickelt und sind ein unverzichtbares Werkzeug für die tägliche Laborarbeit.

Fassungsvermögen: 10 µl Farbe: farblos Set enthält: Box, 6 Steigeisen und 576 Spitzen

Anwendung: - Präzises Dispensieren von biologischen Proben, - Genaues Pipettieren von Medikamenten und medizinischen Lösungen, - Vorbereitung und Umfüllen von chemischen Lösungen, - ein unentbehrliches Hilfsmittel bei Experimenten, die eine genaue Dosierung erfordern.

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Arbeitsplatz für Pipettenkalibrierung

Automatische Pipetten mit variable Volumen