



# Puntas OMNITIP™ - Starter ST 10 µl

PT-114-0001

More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,R3Z](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,R3Z)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Descripción

Las puntas OMNITIP™ Starter ST de 10 µl son accesorios de laboratorio de alta calidad diseñados para un pipeteado de precisión. Diseñadas pensando en la eficiencia y la comodidad, son una herramienta indispensable para el trabajo diario en el laboratorio.

Capacidad: 10 µl Color: incoloro El set incluye: caja, 6 gradillas y 576 puntas

Aplicación: - dispensación precisa de muestras biológicas, - pipeteo preciso de medicamentos y soluciones médicas, - preparación y transferencia de soluciones químicas, - una herramienta indispensable en experimentos que requieren una dosificación precisa.

## Trabaja con (Additional Fee)

Puesto de calibración de pipetas

Pipetas de volumen variable automáticas